



SELMA - Forskning för en friskare framtid

Urinprovtagning på gravid kvinna

1. Du har fått **två provrör** och **två etiketter** hemskickade för urinprovtagning.
2. Urinprovet ska tas på morgonen den dag Du ska till barnmorskan.
3. Kissa i en **ren glasburk**. Häll sedan urinen i de medskickade rören utan att använda en tratt. **Fyll bara upp till 8 ml** och skruva sedan på korken.
4. Fyll i namn och personnummer för den gravida kvinnan samt datum på de två etiketterna och klistra etiketterna på de två provrören.
5. Förvara provrören med urin i kylskåp tills Du ska gå till barnmorskan.
6. Om Du har frågor så får Du gärna kontakta någon av nedanstående personer.



Carl-Gustaf Bornehag
Projektledare
054-700 2540
carl-gustaf.bornehag@kau.se

Malin Larsson
Doktorand
054-700 2534
malin.larsson@kau.se

Anna Bodin
Barnsjuksköterska
0709-645412
anna.bodin@liv.se



Mikael Hasselgren
Läkare
054-61 69 15
mikael.hasselgren@liv.se

www.selmastudien.se